

Leboo

Интеллектуальные ультразвуковые зубные щетки

Краткое руководство пользователя

Версия V1.0
Дата выпуска в продажу 24 декабря 2021 года

Описание изделия

№	Уровень зарядки	Состояние зарядки	Значение индикатора	Уровень зарядки	Состояние зарядки	Значение индикатора
1	1	2	3	4	5	6

Помогите нам улучшить качество продукта. Если вы заметили ошибку в руководстве, пожалуйста, сообщите нам об этом по адресу: info@lebootech.com.

Идеальная чистка зубов в шести шагах

Leboo рекомендует для чистки зубов в течение 2 минут. Прочтите прилагаемое руководство, чтобы узнать, как правильно использовать ультразвуковую зубную щетку Leboo.

1. Положите щетку на зарядную станцию.
2. Поместите пальцы на ручку щетки.
3. Вставьте головку щетки в рот.
4. Начните чистку щеткой.

Начните чистку щеткой, держа ее вертикально. Держите щетку под углом 45 градусов. Делайте чистку щетки движениями.

После чистки проведите щеткой по внутренней поверхности зубов, чтобы удалить налет.

Начните чистку щеткой, держа ее вертикально. Держите щетку под углом 45 градусов. Делайте чистку щетки движениями.

Установка приложения HUAWEI AI Life

Отсканируйте QR-код с помощью камеры смартфона или приложения HUAWEI AI Life. Приложение HUAWEI AI Life будет установлено на ваш смартфон.

Добавить устройство

Соедините интеллектуальную зубную щетку Leboo со смартфоном с помощью приложения HUAWEI AI Life.

1. Откройте приложение HUAWEI AI Life на смартфоне.
2. Нажмите на значок «Добавить устройство».
3. Выберите устройство «Ультразвуковая зубная щетка Leboo».
4. Следуйте инструкциям на экране.

Шаг 4

Настройка продолжительности и интенсивности чистки.

Настройка продолжительности чистки: выберите режим чистки (стандартный, интенсивный, деликатный) и настройте продолжительность чистки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).

Режимы

- Режим чистки (стандартный): 33000 раз/мин.
- Режим чистки (интенсивный): 33000-33000 раз/мин.
- Режим чистки (деликатный): 33000-33000 раз/мин.
- Режим чистки (индивидуальный): 33000-33000 раз/мин.

Инструкции для пользователей

- Перед использованием зубной щетки убедитесь, что она заряжена.
- Не используйте зубную щетку в течение 24 часов после зарядки.
- Не используйте зубную щетку в течение 24 часов после зарядки.
- Не используйте зубную щетку в течение 24 часов после зарядки.

Таблица поддержки

Уход и обслуживание

1. Чистка головки щетки: используйте мягкую ткань для очистки головки щетки.
2. Чистка ручки щетки: используйте мягкую ткань для очистки ручки щетки.
3. Замена головки щетки: замените головку щетки каждые 3 месяца.

Вопросы и ответы

- Почему не работает зубная щетка? Проверьте зарядку и подключение к сети.
- Почему не работает приложение? Проверьте подключение к интернету и версию приложения.
- Почему не работает датчик давления? Проверьте датчик давления и подключение к датчику.

Технические характеристики

Название изделия: Интеллектуальная ультразвуковая зубная щетка

Модель изделия: LBT-20323A

Корпус: Нержавеющая сталь, ABS

Напряжение питания: 3.6 В

Максимальная мощность: 1.8 Вт

Время зарядки: 1.5-2 ч

Емкость аккумулятора: 2000 mAh

Материал: ABS-пластик

Уровень водонепроницаемости: IPX7

Головка щетки: Стандартный диаметр щетки: 0,152 мм

Материал: Резина, ABS

Щетинки: SoftPoint + FEDEX Германия

Условия работы: Температура: 0°C - 40°C

Влажность: 10% - 90% RH

Важные напоминания для соблюдения техники безопасности

- Не используйте зубную щетку в течение 24 часов после зарядки.
- Не используйте зубную щетку в течение 24 часов после зарядки.
- Не используйте зубную щетку в течение 24 часов после зарядки.

Troubleshooting

Симптом	Причина	Решение	Примечание
Зубная щетка не заряжается	Зубная щетка не подключена к зарядной станции.	Подключите зубную щетку к зарядной станции.	
Зубная щетка не работает	Зубная щетка не заряжена.	Зарядите зубную щетку.	
Зубная щетка не работает	Зубная щетка не подключена к приложению.	Подключите зубную щетку к приложению.	

Защита окружающей среды

Возвратите использованную зубную щетку в магазин или в магазин, где вы ее приобрели. Мы будем рады ее переработать.

Устройство соответствует:

- CE
- RoHS
- REACH
- WEEE
- RVD
- WEEE
- RoHS
- REACH
- WEEE
- RVD